

System III Thermal Einbettungskassetten

EMPFOHLEN
VON

CellPath
INNOVATION IN CELLULAR PATHOLOGY

Speziell angepasste Oberfläche optimiert die Druckqualität



Slotted

(Lochgröße 1,1mm
breite Schlitze)



Biopsie

(Lochgröße 0,9mm²)



Micro Biopsie

(Lochgröße 0,38mm²)

Die System III Thermalkassetten von CellPath verfügen über einen fest anhängenden Deckel, der einfach abzureißen ist. Der Verriegelungsmechanismus an den Kassetten sorgt für maximale Gewebesicherheit bei der Verwendung.

Es sind drei Versionen verfügbar: Slotted, Biopsie und Mikrobiopsie, alle mit einer optimierten Schreibfläche, um die Druckqualität auf Primera-Druckern zu verbessern.

Die "Slotted" Kassette hat eine große offene Oberfläche, um den Reagenzfluss zu erhöhen und die Verarbeitung zu verbessern. Die Biopsie- und Mikrobiopsiekassetten enthalten quadratische Öffnungen von 0,9 mm² bzw. 0,38 mm², was die sichere Unterbringung kleinerer Biopsie- und Mikrobiopsieproben gewährleistet und gleichzeitig einen guten Flüssigkeitstransfer ermöglicht.

Für eine einfachere Beladung des Druckers können alle Versionen entweder lose oder gefädelt geliefert werden.

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™
















Empfohlen von Primera
Technology Europe für
den Druck mit Signature
Cassette Printer (078406)
















HAUPTVORTEILE
















- 1 Kompatibel mit Primera-Kassettendruckern
- 2 Präzise konstruierte Schreibfläche
- 3 Erhöhter Reagenzfluss
- 4 Fest anhängender Deckel
- 5 Hohe Festigkeit und Stabilität
- 6 Große Farbauswahl verfügbar

Besuchen Sie uns auf engelbrecht.de

System III Thermal Einbettungskassetten

SYSTEM III THERMAL SLOTTED KASSETTE (Für die Verwendung mit Primera Signature Druckern)				
Lose		Gestapelt		Farbe
Artikelnummer	Menge	Artikelnummer	Menge	
EAI-0502-10A	500	EAI-0502-72B	2000	Weiss 
EAI-0504-10A	500	EAI-0504-72B	2000	Grün 
EAI-0505-10A	500	EAI-0505-72B	2000	Grau 
EAI-0506-10A	500	EAI-0506-72B	2000	Blau 
EAI-0507-10A	500	EAI-0507-72B	2000	Orange 
EAI-0508-10A	500	EAI-0508-72B	2000	Pink 
EAI-0509-10A	500	EAI-0509-72B	2000	Gelb 
EAI-0510-10A	500	EAI-0510-72B	2000	Rot 
EAI-0511-10A	500	EAI-0511-72B	2000	Rosa 
EAI-0512-10A	500	EAI-0512-72B	2000	Beige 
EAI-0515-10A	500	EAI-0515-72B	2000	Braun 
EAI-0516-10A	500	EAI-0516-72B	2000	Dunkelblau 
EAI-0518-10A	500	EAI-0518-72B	2000	Dunkelgrün 
EAI-0519-10A	500	EAI-0519-72B	2000	Lavendel 
EAI-0520-10A	500	EAI-0520-72B	2000	Türkis 

SYSTEM III THERMAL BIOPSY KASSETTE (Für die Verwendung mit Primera Signature Druckern)				
Lose		Gestapelt		Farbe
Artikelnummer	Menge	Artikelnummer	Menge	
EAI-0602-10A	500	EAI-0602-72B	2000	Weiss 
EAI-0604-10A	500	EAI-0604-72B	2000	Grün 
EAI-0605-10A	500	EAI-0605-72B	2000	Grau 
EAI-0606-10A	500	EAI-0606-72B	2000	Blau 
EAI-0607-10A	500	EAI-0607-72B	2000	Orange 
EAI-0608-10A	500	EAI-0608-72B	2000	Pink 
EAI-0609-10A	500	EAI-0609-72B	2000	Gelb 
EAI-0610-10A	500	EAI-0610-72B	2000	Rot 
EAI-0611-10A	500	EAI-0611-72B	2000	Rosa 
EAI-0612-10A	500	EAI-0612-72B	2000	Beige 
EAI-0615-10A	500	EAI-0615-72B	2000	Braun 
EAI-0616-10A	500	EAI-0616-72B	2000	Dunkelblau 
EAI-0618-10A	500	EAI-0618-72B	2000	Dunkelgrün 
EAI-0619-10A	500	EAI-0619-72B	2000	Lavendel 
EAI-0620-10A	500	EAI-0620-72B	2000	Türkis 

SYSTEM III THERMAL MICRO BIOPSY KASSETTE (Für die Verwendung mit Primera Signature Druckern)				
Lose		Gestapelt		Farbe
Artikelnummer	Menge	Artikelnummer	Menge	
EAI-0702-10A	500	EAI-0702-72B	2000	Weiss 
EAI-0704-10A	500	EAI-0704-72B	2000	Grün 
EAI-0705-10A	500	EAI-0705-72B	2000	Grau 
EAI-0706-10A	500	EAI-0706-72B	2000	Blau 
EAI-0707-10A	500	EAI-0707-72B	2000	Orange 
EAI-0708-10A	500	EAI-0708-72B	2000	Pink 
EAI-0709-10A	500	EAI-0709-72B	2000	Gelb 
EAI-0710-10A	500	EAI-0710-72B	2000	Rot 
EAI-0711-10A	500	EAI-0711-72B	2000	Rosa 
EAI-0712-10A	500	EAI-0712-72B	2000	Beige 
EAI-0715-10A	500	EAI-0715-72B	2000	Braun 
EAI-0716-10A	500	EAI-0716-72B	2000	Dunkelblau 
EAI-0718-10A	500	EAI-0718-72B	2000	Dunkelgrün 
EAI-0719-10A	500	EAI-0719-72B	2000	Lavendel 
EAI-0720-10A	500	EAI-0720-72B	2000	Türkis 

Besuchen Sie uns auf engelbrecht.de